

家庭用複合フェイシャル美容機器

LIFTUNE

リフトューン

仕様



電源	ACアダプター 入力電圧：100V～240V 出力電圧：DC5V 2A
消費電力	2W
重量	約180g
寸法	H208×W60×D60 (mm)
ヘッド部材質	ステンレス合金
生産国	日本

メーカー希望小売価格 118,800円（税抜 108,000円）

付属品



1.



2.



3.



4.

1. 本体
2. 置き台
3. ACアダプター
4. 取扱説明書

お家ケアの
方法は
こちらから



お問い合わせ先

発売元

 伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL 048-254-1028 FAX 048-254-1029
URL <https://www.beauty.itolator.co.jp/>
E-mail info_beauty@itolator.co.jp

お家で、
手軽に、
美しく。



LIFTUNE


伊藤超短波が長年にわたり培ってきたノウハウを
1台に結集したトリプルトリートメント。

1

心地よく、
表情筋エクササイズができる。

ウォーミングサイクロンEMS*

高周波でじんわり顔や首の筋肉を
温めながら、6点の電極による回転
刺激とマルチカレントで表情筋の
筋肉運動ができます。



※この画像はイメージです

2

美容成分を、お肌になじませる。

Wパワー導入

イオン導入で水溶性の美容成分を、
エレクトロポレーションで分子量の
大きい美容成分をお肌に届けます。

※浸透は角質層まで



3

ライトで、スキンケアができる。

LED フォトセラピー

4色のLEDライト を当てることで、
マルチなスキンケア ができます。



波長の異なる4種類の LED

赤 : 610~780nm
青 : 460~500nm
黄 : 570~590nm
ピンク : 赤と青の合成
4色点滅 : 総合的なトリートメント



たった 10分の簡単トリートメントで、
お家にいながらプロのケアを実現。

週1~2回の トータルケアには

モードA + LEDフォトセラピー

毎日OKの デイリーケアには

モードB + LEDフォトセラピー

週1~2回の モイスターケアには

モードC + LEDフォトセラピー

トリートメント前 : クレンジング・洗顔・化粧品の塗布
トリートメント後 : 保湿ケア

各モード内容

- モードA ウォーミングサイクロンEMS* + Wパワー導入
- モードB ウォーミングサイクロンEMS*
- モードC Wパワー導入

トリートメント方法

