

家庭用超音波複合美容機器

SONITUNE

ソニチューン

仕様



電源	ACアダプター 入力電圧：100V～240V 出力電圧：DC5V 2A
消費電力	7W
超音波周波数	3MHz
重量	約 220g
寸法	H208×W60×D62 (mm)
ヘッド部材質	ステンレス合金
生産国	日本
メーカー希望小売価格	107,800 円 (税抜 98,000 円)

付属品



1. 本体
2. 置き台
3. ACアダプター
4. 取扱説明書

製品の
紹介動画は
こちらから



お問い合わせ先

発売元

 **伊藤超短波株式会社**

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
TEL 048-254-1028 FAX 048-254-1029
URL <https://www.beauty.itolator.co.jp/>
E-mail info_beauty@itolator.co.jp

ツヤのある、
美しい肌へ。



SONITUNE

伊藤超短波初の超音波技術

ANION超音波で 透明感あるツヤ肌へ

ANION(アニオン)超音波は、超音波とANION(負電荷)を独自のノウハウを元に開発した伊藤超短波初の超音波技術です。超音波によるマイクロ振動に加え、ANION(負電荷)が酸化されている原子や分子に働きかけることで、1台でマルチトリートメントを可能にします。

超音波とANION Wのコンビネーション

業務用美容器で使用されている3MHzの超音波と同時に身体にマイナス電子を届けます。



ANIONが原子や分子に働きかけることで素肌本来の美しさへ。

ANION 導入イメージ



超音波

毎秒300万回のマイクロ振動をお肌に浸透^{*}させ、角質層に刺激を与えます。

※浸透は角質層まで

負電荷

負電荷とは電子のことで、身体にマイナス電子を届けます。体内で酸化されている原子や分子と結びついて中性になります。



ANION 超音波 + タッピング機能

タッピングスイッチを押すとヘッド部が振動します。ポンポンと弾むようなほどよい振動が心地よくお肌に働きかけます。



MODE-A	SONIC + ANION	+	TAP
MODE-B	SONIC		

※SONIC(超音波)・ANION(負電荷)・TAP(タッピング)

1回たったの 10分でOK

お肌のトリートメントは1回10分の使用で完了。毎日手軽に取り入れることができます。

ヘッドの動かし方



※10秒おきのお知らせ音で1番効果の出る使い方を再現できます。

トリートメント方法



フェイストリートメント
ヘッドをクルクルと動かし10秒ずつ当てる。



ネックトリートメント
ヘッドをクルクルと動かし10秒ずつ当てる。