

ITO Musexer Fit

イトー マセクサーフィット



電磁パルスで座って鍛える 骨盤底筋ケアマシン

骨盤底筋の衰えは尿もれや姿勢の悪化など多くの問題を引き起こします。
「イトー マセクサーフィット」は座るだけで、
鍛えにくい骨盤底筋を効果的にトレーニングすることができます。



イトー マセクサーフィット 5つのポイント

着衣のまま

座るだけ

簡単操作

持ち運びが
可能

コストは
電気代のみ

着衣のまま座るだけで手軽にトレーニングが可能



SEMS(電磁パルス)が深層の筋肉にアプローチ

非接触型SEMS(電磁パルス)方式

非接触型のSEMSは、体表から直接筋肉に刺激を与えます。表層の筋肉だけでなく、深層の筋肉までアプローチすることができます。



ボディへのアプローチが可能なマセクサー専用プローブ(ボディ用)(別売)



マセクサー専用プローブ(ボディ用)を使用することで、お腹や二の腕、脚などへのアプローチが可能となります。気になる部位の筋肉トレーニングにおすすめです。



マセクサー専用プローブ(ボディ用)(別売) ¥198,000(税抜 ¥180,000)



簡単に操作できるインターフェイス



コンパクトサイズで持ち運びが便利



ランニングコストは電気代のみ

本体が収納できる専用チェア



イトー マセクサーチェア(別売)
¥68,200(税抜 ¥62,000)

クリーム

オレンジ

茶

レザーは3色からお選びいただけます。

仕様

消費電力	1500W
磁力	最大7テスラ
ホース長さ	約170cm
液晶サイズ	7インチ
サイズ	本体:(W)310×(D)410×(H)200(mm) クッション:(W)450×(D)430×(H)100(mm)
重量	本体:約5.4kg クッション:約5kg



メーカー希望小売価格 ¥877,800(税抜 ¥798,000)

お問い合わせ先

発売元



伊藤超短波株式会社 ビューティー営業部

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

TEL. 048-254-1028 FAX. 048-254-1029

URL <https://www.beauty.itolator.co.jp/>

E-mail info_beauty@itolator.co.jp

